




HORMONOST® Hündin visuell



KONTAKTIEREN SIE UNS

-  Max-Planck Str. 8, D-85716 Unterschleißheim
-  +49 (0) 89 150 1341
-  biolab@biolab-muenchen.de
-  www.biolab-muenchen.de



INHALT

Die Packung ist in zwei Ausführungen erhältlich und enthält je nach Größe Material für 12 oder 24 Tests.

Eine 12er Packung enthält:

- Beschichtete Teströhrchen
- 1x Fl. Verdünner
- 1x Fl. Marker
- 1x Fl. Substrat
- 2x Fl. Standards
- Einwegpipetten

Zusätzlich benötigen Sie unser Starter-Set. Dieses können Sie einmalig erwerben und beliebig oft wiederverwenden.

Inhalt des Starter-Sets:

- Röhrchenhalter, dig. Stopuhr, Videoanleitung

EINFACH MEHR WELPEN



"Never stop
Hormonost®!"

-Dr. Brigitte Schjoeth, Tierärztin (DEN)



Was kann Hormonost®?

Hormonost® Hündin visuell ist ein Schnelltest für das Hormon "Progesteron". Im Gegensatz zu Analysen im Labor liefert Hormonost® innerhalb von nur 20 Minuten einen ebenso zuverlässigen Wert.

Mit einer aussagekräftigen und eindeutig zu unterscheidenden Blau-Färbung im Bereich von 0 - 30 ng/mL lässt sich sowohl eine allgemeine Aussage zum Zyklus treffen, als auch eine Differenzierung zwischen Ovulations- und Konzeptionsphase und somit bietet sich auch ein Einfluss auf die Größe des Wurfs.

Hilfestellungen zur Beurteilung des Messergebnisses sind in der Packungsbeilage enthalten.

**Vertrauen auch Sie Hormonost®
und probieren Sie es selbst!**

Spezifikationen

- Schnelltest für Progesteron im Serum
- Semiquantitativ visuelle Ablesung
- Aussagekräftige Blau-Färbung
- Deckt Bereich 0 - 30 ng/mL ab
- Waschen mit kaltem Leitungswasser
- **Material:** Serum
- **Dauer:** ~ 20 Minuten

Lagerung

- Lange Haltbarkeit bis zu 1 Jahr bei 2-8°C
- Standards bei -20°C separat einfrieren
- Lichtgeschützt lagern

Bereits über den europäischen Raum hinaus verkaufen wir unsere Produkte und stellen unsere Kunden seit Jahren zufrieden.

Probieren auch Sie daher die Nr. 1 im Progesteronnachweis!



Zubehör

Wir bieten zudem noch Ergänzungen zu Hormonost® Hündin visuell an.

Mit der selbst entwickelten Microtherme®, die als Thermoblock dient, können Sie die Temperatur der erwärmten Reagenzien konstant halten.

Das führt zu einer noch besseren Widerfindung und Reproduzierbarkeit der Messungen.



Microtherme® mit Reagenz

und das Perfektionierungs-Set:



Microtherme®, Hormonost® Hündin und Zubehör