

**JETZT NEU**



## Fruchtbarkeit der Kühe verbessern – so einfach war es noch nie.

### Hormonost® Farmertest Easy - einfacher und schneller zum Ergebnis

**Testdauer:** 13 Minuten

**Vorwärmen:** Bei Raumtemp. (20 – 30°C)

**Packungsgrößen:** 10 und 20 Tests

**Haltbarkeit:** 12 Monate

**Ergebnis:** exakter Zahlenwert in ng/ml

**Auswertung:** mittels Tabelle

### Details zum Test

Hormonost® Farmertest Easy ist die Weiterentwicklung von Hormonost® Farmertest. Kein Hantieren mehr mit speziellen Pipetten und Tropffläschchen. Die erforderlichen Flüssigkeiten werden zu einer Milchprobe gekippt und gemischt.

Dadurch ist dieser Test mühelos ausführbar. Fehler werden vermieden.

Neue Testmaterialien ermöglichen eine kurze Anwärmezeit bei Raumtemperatur.

Diese Neuerungen machen die genaue Vermessung der Fruchtbarkeit praxisfreundlich, wie Kontrolle von Besamungsfähigkeit, Zystenverdacht und Frühträchtigkeit Tag 21.

**Das kann Milchbauern helfen, die Wirtschaftlichkeit ihres Betriebs zu verbessern.**



Biolab GmbH München

+49 (0) 89 150 1341

biolab@biolab-muenchen.de

www.biolab-muenchen.com

