

Deine Kuh soll trächtig sein, wenn sie auf die Alp kommt?

Das schaffst du jetzt bei jeder Kuh im Stall
mit ihrer Milch und dem neuen Automat
zur Messung von Milchproben!

Erfolgreiche Besamung nach Wunschplan der
Abkalbungszeit durch Brunstkontrolle vorher
und frühe Trächtigkeitsmessung am Tag 20-21.



Einfach - sicher - kostensparend
mit unserer Weltneuheit als Tischgerät

Hormonost® Farmertest Automatic



Die neue automatisierte Methode basiert auf dem altbewährten
Schnelltest Hormonost® Milchkuh der Biolab GmbH München.



Mehr Informationen und Kontakt auf:



www.biolab-muenchen.com



www.hormonost.ch